



35/10.12.2018

/κό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ούτες – Ηρακλείου 70 013

Τηλ.: 2810392380

Fax : 2810392677

Ηράκλειο 05/12/2018

Προς την Προϊσταμένη Χειρουργείου κα Ε. Σουλτάτου

Θέμα: « Αγορά Χειρουργικών υλικών».

Τα παρακάτω είδη απαντούν στη σύμβαση 1123 της οποίας έχει τελειώσει ο προϋπολογισμός. Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τα προμηθευτείτε άμεσα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
133063	Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες λεπτών ιστών μήκους 55mm	25
133069	Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες για τους ευθύγραμμους επαναφορτιζόμενους κοπτοράπτες λεπτών ιστών μήκους 55mm	40

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες λεπτών ιστών μήκους 55mm ή 75mm. Με κλιπ τιτανίου και μοχλό επιλογής ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπς σε κάθε πυροδότηση, ανάλογα με το πάχος του ιστού στο 1,5mm για κανονικούς ιστούς, στο 1,8mm για ενδιάμεσους ή στο 2,0mm για παχύς χωρίς την εναλλαγή διαφορετικών ανταλλακτικών κασετών. Με δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Να δέχεται κασέτες με κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες για τους επαναφορτιζόμενους ευθύγραμμους κοπτοράπτες μήκους 55mm ή 75mm λεπτών ιστών μήκους 55mm ή 75mm. Μια κασέτα για 3 διαφορετικά πάχη ιστού (κανονικό, εμνδιάμεσο και παχύ) με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής. Να δέχεται κασέτες με κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής για χρήση με τους παραπάνω κοπτοράπτες 55mm ή 75mm

Επιπρόσθετα για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης, διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης, θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

- Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.
- Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.
- Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.
- Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Με εκτίμηση

Εμμ. Χρυσός

Καθηγητής Χειρουργικής Π.Κ.

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής