

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE 1

Συμπληρωμένο διάλυμα γλουταραλδευδης σε δοχείο πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1.

Η σύνθεση του να περιέχει:

• Γλουταραλδευδη σε ποσοστό 24,8%

Και να διαθέτει απαραίτητως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 40°C με συγκέντρωση 1% σε 10 min.
2. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.06 ± 0.04 σε 20°C θερμοκρασία
3. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 4.0 ± 0.5 .
4. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.375 ± 0.015
5. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων με το ως άνω υγρό απαραίβατος όρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΙΤΥΤΕΧΝΙΟ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE 1**

Ενζυματικό διάλυμα σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο

πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1.

Η σύνθεση του να περιέχει:

• Σύνθεση ενζύμου (πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση)

Και να διαθέτει απαραίτητως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.08 ± 0.05 σε 20°C θερμοκρασία
2. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 7.0 ± 1.0 σε 20°C θερμοκρασία
3. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.385 ± 0.015
4. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων με το ως άνω υγρό απαράβατος όρος.

ΓΙΩΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣ