

ΕΙΣΙΓΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

53156 STAY SAFE LUER LOCK

ΣΕΤ ΑΔΕΙΟΥ ΣΑΚΚΟΥ.

Σέτ άδειου σάκκου για την χρήση Περιτοναικής Κάθαρσης.

- 1) Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία
- 2) Να είναι από υλικό biofine
- 3) Να διαθέτει 2 συνδετικά. α) για την σύνδεσή άλλων διαλυμάτων και β) για την σύνδεση με τον ασθενή τύπου δίσκου και τις αντίστοιχες σωληνώσεις.


Κωνσταντίνος Στυλιανού
Νεφρολόγος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής
Πα.Γ.Ν.Η.
Α.Μ.: 84990 - Α.Μ.Κ.Α.: 071269 00450