

20661
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Φιαλίδια γενικής αίματος, χωρητικότητας 3mL, διαστάσεων 13*75mm, πλαστικά, διαυγή, άθραυστα, με αντιπηκτικό K3 EDTA.

Φιαλίδια **απαραιτήτως** με ραβδώσεις (premium) και βιδωτό πώμα ασφαλείας, ώστε με την ελεγχόμενη αφαίρεση με απλή περιστροφή στο καπάκι να αποφεύγεται το aerosol effect (δηλαδή δυναμικού χαρακτήρα αιωρήματος σωματιδίων αίματος στον ατμοσφαιρικό αέρα) και να επιτυγχάνεται η υγιεινή και ασφαλής μεταφορά του αίματος στη ρουτίνα του εργαστηρίου. Το πώμα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε πολλαπλές διατρήσεις προς αποφυγή φραγμού του ρύγχους και του υδραυλικού συστήματος του αναλυτή αίματος με τμήματα ελαστικού.

Το βιδωτό καπάκι του φιαλιδίου να είναι χρώματος μωβ και να διαθέτει **απαραιτήτως** μαύρο δακτύλιο προκειμένου να επιτυγχάνεται εύκολα η οπτική αναγνώριση από τον χρήστη του απαιτούμενου περιεχόμενου όγκου αίματος σε αυτό, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τα σφάλματα ρουτίνας του εργαστηρίου και βελτιώνοντας την ακρίβεια στα αποτελέσματα.

Τα προσφερόμενα σωληνάρια να φέρουν ετικέτα όπου αναγράφονται ευκρινώς:

- ένδειξη πλήρωσης (επίπεδο γεμίσματος),
- αριθμός παρτίδας (LOT παραγωγής),
- τα στοιχεία ασθενούς,
- ένδειξη CE,
- ο κατασκευαστικός οίκος,
- το REF του προϊόντος,
- η ημερομηνία λήξης,
- ο κωδικός αναγνώρισης του πρόσθετου, χωρίς να αναγράφεται στην ετικέτα η περιεχόμενη ποσότητα του πρόσθετου, προς αποφυγή σύγχυσης της χρησιμοποιούμενης μεθόδου ανάλυσης στις εξετάσεις του εργαστηρίου με άλλου τύπου σωληνάρια.
- η ένδειξη αποστειρωμένο "STERILE R" Symbol for sterile via radiation,
- η ονομαστική χωρητικότητα
- και το σύμβολο για μία χρήση μόνον.

Τα προσφερόμενα σωληνάρια θα πρέπει να είναι συμβατά με το αυτοματοποιημένο σύστημα δειγματοληψίας των αναλυτών του Αιματολογικού Εργαστηρίου BECKMAN COULTER DxH900 (κατάλληλα για τους ειδικούς φορείς -κασέτες -του αναλυτή

Δείγματα απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού