

**Ειδικός ρινικός διπλός σωλήνας μη επεμβατικού αερισμού νεογνών
μέσω αναπνευστήρα Stephan**

Κωδικός: 158254

- Να συνδέεται στους σωλήνες εισπνοής και εκπνοής που απορρέουν από το κύκλωμα του αναπνευστήρα παρέχοντας έτσι στην βαλβίδα αερισμού την απαραίτητα ροή αερίου.
- Να διατίθεται σε διάμετρο 10 mm και 12mm.
- Να ελαχιστοποιεί τον νεκρό χώρο
- Να διαχωρίζει τα αέρια ροής εισπνοής-εκπνοής
- Μίας χρήσεως, για ένα μόνο ασθενή, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
- Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένη
- Να είναι συμβατό με την ειδική βαλβίδα αερισμού (applicator)
- Να είναι συμβατό με όλα τα άλλα απαραίτητα αξεσουάρ για τον μη επεμβατικό αερισμό (κύκλωμα, νεογνικά σκουφάκια, ρινικά prongs, νεογνικές μάσκες, ειδική βαλβίδα αερισμού (applicator), ειδικό ρινικό διπλό σωλήνα).
- Να κατατεθεί έγγραφο συμβατότητας του προσφερόμενου είδους από τον κατασκευαστή του αναπνευστήρα.
- Δείγμα απαραίτητο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλώσιμα Ρινικού Νεογνικού CPAP MEDIN NC3

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΟ CPAP ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MEDIN NC3 κωδ 346205

Το σετ να περιλαμβάνει

- Θερμαινόμενο κύκλωμα
- αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο ύγρανσης
- Ειδικό βοήθημα προσδιορισμού του σωστού μεγέθους prong, μάσκας και σκουφίου ανάλογα με το νεογνό

Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος

Δείγμα απαραίτητο

ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ MEDIJET ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MEDIN NC3

Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη

Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος

Δείγμα απαραίτητο

κωδ 346206

PRONGS (ΡΙΝΙΚΟ ΜΥΤΑΚΙ), ΣΥΜΒΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MEDIN NC3

- Να δύναται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την βαλβίδα Medijet και με το θερμαινόμενο κύκλωμα για το MEDIN NC3
- Να είναι μιας χρήσης
- Να είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη
- Να είναι αρκετά μαλακά για την αποφυγή τραυματισμών στο νεογνό.
- Να διατίθενται σε 5 μεγέθη (x-small, small, medium, large, x-large)
- Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος
- Δείγμα απαραίτητο

κωδ 335848

335849

335850

ΜΑΣΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MEDIN NC3 28007

- Να δύναται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την βαλβίδα Medijet και με το θερμαινόμενο κύκλωμα για το MEDIN NC3
- Να είναι μιας χρήσης
- Να είναι κατασκευασμένες από σιλικόνη
- Να είναι αρκετά μαλακές για την αποφυγή τραυματισμών στο νεογνό.
- Να διατίθενται σε 4 μεγέθη (small, medium, large, x-large)
- Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος