

ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

1. Η ανάλυση να αφορά τριχοειδικό, φλεβικό και αρτηριακό ολικό αίμα.
2. Ο μετρητής να ενεργοποιείται χωρίς κωδικοποίηση. Να μην απαιτείται βαθμονόμηση.
3. Ο χρόνος μέτρησης να μην ξεπερνάει τα 5 δευτερόλεπτα.
4. Μικρή απαιτούμενη ποσότητα δείγματος έως και 0,5μL.
5. Μεγάλο εύρος αποτελεσμάτων (10-600mg/dL)
6. Καταλληλότητα για μεγάλο εύρος αιματοκρίτη (15-65%).
7. Ο μετρητής να διαθέτει συναγερμούς HYPO, HYPER και KETONE.
8. Να συνοδεύεται από συσκευές τρυπήματος (στυλό) συμβατές με όλους τους σκαρφιστήρες της ελληνικής αγοράς.
9. Να συνοδεύεται από διαλύματα ελέγχου για τον ποιοτικό έλεγχο του συστήματος.
10. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.
11. Να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή επίσημα μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
12. Να κατατεθεί το Πιστοποιητικό Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ.