

Σετ ανίχνευσης πηγών μόλυνσης από κυτταροστατικά φάρμακα

Να είναι εύχρηστο, εύκολο στη χρήση και να μπορεί πραγματοποιηθεί από το ίδιο το προσωπικό. Η ανίχνευση ουσιών (3 σημεία) να αφορά κυτταροστατικά όπως: 5- fluorouacil, Cyclophamide, Ifosfamide, Gemcitabine, Etoposide, Methotrxate, Paclitaxel, Docetaxel.

Γάντια χημειοπροστασίας αποστειρωμένα

☐ Για προστασία κατά την παρασκευή κυτταροστατικών διαλυμάτων.

☐ Να είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας φυσικό Latex.

☐ Να είναι αποστειρωμένα και χρωματιστά ώστε να διακρίνονται από άλλα εξεταστικά γάντια από Latex.

☐ Να έχουν ανάγλυφη υφή σε όλη την εσωτερική επιφάνεια της παλάμης και των δακτύλων για να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στους χειρισμούς.

☐ Να μην περιέχουν πούδρα .

Να αναφέρονται οι κυτταροστατικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί καθώς και ο χρόνος διεύδυσης.

☐ Να αυξάνει το πάχος τους διαδοχικά από τον καρπό προς τα δάκτυλα, για να είναι αδιαπέραστα από τους κυτταροστατικούς παράγοντες (περίπου: άξονας 0,25-0,30mm, παλάμη 0,35-0,50 mm, δάκτυλα 0,40mm- 0,45mm).

☐ Το μήκος τους να είναι 350 mm με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 50 mm, ώστε να καλύπτει πλήρως την μανσέτα της ποδιάς παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στο χρήστη.

☐ Να πληρούν τα πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006 EN: 455- 4:2009 , EN 374 (1,2,3,4,5:2003), να είναι ΜΑΠ κατηγορίας III και να φέρουν CE .

☐ Να προσφερθούν σε μεγέθη Small, Medium, Large, X-Large και να προσκομιστούν δείγματα από όλα τα μεγέθη σε κλειστή συσκευασία.

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ