

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Τεστ πρόωρης ρήξης υμένων (ψηλές ρήξεις Rom Plus)

- Να είναι αποστειρωμένο σε διαφανή ειδική θήκη.
- Η συσκευασία να περιέχει την ταινία ανίχνευσης, το ειδικό στείλεό για την λήψη του δείγματος και το ειδικό buffer στο οποίο τοποθετείται το στείλεό μετά την λήψη του δείγματος.
- Το στείλεό λήψης δείγματος να βρίσκεται σε ειδική αποστερημένη θήκη.
- Το τεστ να λειτουργεί με την ανίχνευση της Α φετοπρωτεΐνης και της πρωτεΐνης του πλακούντα PP12 στα κοιλικά υγρά.
- Να ανιχνεύει τις πρωτεΐνες και με μονοκλωνικά αλλά και με πολυκλωνικά Αντισώματα.
- Να είναι ιδανικό και αξιόπιστο ακόμη και σε μικρές ρήξεις.
- Να έχει 99% ευαισθησία και ειδικότητα κατά τις εβδομάδες 24 – 34
- Να μην επηρεάζεται από ποσότητα αίματος.
- Να μην χρειάζεται κολποδιαστολέας για την λειτουργία του.
- Να ανιχνεύει και πέραν του 12ωρου, λόγω των πολυκλωνικών αντισωμάτων.