

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ:

332836 (1)

Οδηγό σύρμα steerable, με shapeable άκρο διαμέτρου 0,014" και 0,012" στο εγγύς άκρο και 0,0095", με πυρήνα από ανοξείδωτο χάλυβα και άκρο από πλατίνα και βολφράμιο. Να έχει υδρόφιλη επικάλυψη στο εγγύς τμήμα και επικάλυψη PTFE στο άπω τμήμα, τελικό άκρο μήκους 35cm ή 45cm και συνολικό μήκος 200cm ή 300cm

337294 (1)

Μικροσπειράματα τρισδιάστατα (3D) εμβολισμού ανευρυσμάτων εγκεφάλου. Τα μικροσπειράματα να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα διαμέτρου 0,010 και 0,018 να αποτελούνται από ένα εμφυτεύσιμο μικροσπείραμα λευκόχρυσου προσαρτημένο σε ένα σύστημα χορήγησης. Η αποκόλληση των μικροσπειραμάτων να γίνεται μηχανικά χωρίς την βοήθεια μηχανισμού απόσπασης

342093 (1)

Μικροσπειράματα εμβολισμού ανευρυσμάτων εγκεφάλου από πλατίνα ελεγχόμενης στιγμιαίας αποδέσμευσης με σημείο τήξης τους 70οC. Να διατίθενται σε πάχος 0,010" και 0,014"

342084 (1)

Μηχανισμός ηλεκτρολυτικής απόσπασης μικροσπειραμάτων KANEKA

337211 (1)

Μορφοτροπέας ροής με διαφορετικό αριθμό συρμάτων πλέξης ανά διάμετρο stent για καλύτερη κάλυψη του ανευρύσματος. Να διαθέτει 12 σύρματα από πλατίνα για αυξημένη ακτινοσκοπιότητα. Σε διαμέτρους 3 – 5mm και μήκη 15 – 50mm

337204 (2)

Μικροσπειράματα με εργονομικό σχεδιασμό 360ο. Τα μικροσπειράματα να έχουν τριών τύπων σκληρότητα (standard, soft, nano-ultrasoft) για τη βέλτιστη κάλυψη του σάκου του ανευρύσματος. Η πρώτη 1,5 σπείρα να είναι 25% μικρότερη από τις υπόλοιπες που σχηματίζονται από τα μικροσπειράματα. Οι άκρες των μικροσπειραμάτων να συνδέονται με νήματα από πολυπροπυλένιο. Η αποκόλληση του μικροσπειράματος να γίνεται με ηλεκτρόλυση. Το φέρον σύρμα του μικροσπειράματος να έχει τεχνολογία hydro tube και να είναι συμβατό μόνο με συσκευή αποκόλλησης που προκαλεί ηλεκτρόλυση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΗΣ ΕΡΓ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΡΓ.

09.07.2025