

Απ 15 Υηφ

Σετ εντοπισμού βλαβών μαστού

Η απόληψη του οδηγού να έχει σχήμα άγκιστρου (Hook) και όχι άλλου τύπου.

Το περιφερικό τμήμα να είναι κομβολογιοειδώς σημασμένο (beaded), για καλύτερη διαχείριση και ακρίβεια του εντοπισμού

Η βελόνα να έχει σήμανση ανά εκατοστό.

Να διατίθεται ασφάλεια για την σταθεροποίηση του συρμάτινου οδηγού στο δέρμα στο σημείο εισόδου του μαστού

Σε μεγέθη 20g x 5cm, 20g x7 cm και 20gx 9cm.

~~ΡΑΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΚΤΥΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ. Δ.Σ.Υ. 88888
ΕΜΚΑ: 09126703843~~