

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3	53364	ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 24%ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ. MM Λ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 Λ.	Συμπληρωμένο διάλυμα γλουταραλδεϋδης σε δοχείο πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος, Soluscope 3. Η σύνθεση του να περιέχει Γλουταραλδεϋδη σε ποσοστό 24% σε θερμοκρασία 45°C με συγκέντρωση 0.25% σε 5 min. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.098 ± 0.010 σε 20°C θερμοκρασία και να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 3.75 ± 0.25 . Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.385 ± 0.015 και επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. Η αιτούμενη ποσότητα να αφορά συσκευασία σε δοχείο των 5 Lt
4	217208	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SL-C5 ΜΠΕΤΟΝΙ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ	Διάλυμα σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος, Soluscope 3. Η σύνθεση του να περιέχει γλυκολικό οξύ και τεταρτοταγές αμμώνιο. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 2.5 ± 0.5 , να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.015 ± 0.015 και να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. Η αιτούμενη ποσότητα να αφορά συσκευασία σε δοχείο των 5 Lt
5	350321	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE 1 (ΜΠΙΤΟΝΙ ΤΩΝ 5 LT)	Συμπληρωμένο διάλυμα Γλουταραλδεϋδης σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1. Η σύνθεση του να περιέχει Γλουταραλδεϋδη σε ποσοστό 24,8% σε θερμοκρασία 40°C με συγκέντρωση 1% σε 10 min. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.06 ± 0.04 σε 20°C θερμοκρασία και να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 4.0 ± 0.5 . Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.375 ± 0.015 και επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. Η αιτούμενη ποσότητα να αφορά συσκευασία σε δοχείο των 5 Lt
6	350323	ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE 1 (ΜΠΙΤΟΝΙ ΤΩΝ 5 LT)	Ενζυματικό διάλυμα σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1. Η σύνθεση του να περιέχει σύνθεση ενζύμου (πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση) και να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.08 ± 0.05 σε 20°C θερμοκρασία. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 7.0 ± 1.0 σε 20°C θερμοκρασία και δείκτη διάθλασης 1.385 ± 0.015 . Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. Η αιτούμενη ποσότητα να αφορά συσκευασία σε δοχείο των 5 Lt

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Αθήνα, 11/05/2023