

A17
330

ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ MIDLINE
ΚΩΔ. 258456

Καθετήρες περιφερικοί midline μονού αυλού, CT-rated και ECHO, τεχνικής MST Seldinger σε σετ που απαραίτητα να περιέχει:

- Καθετήρα πολυουρεθάνης για μεσοπρόθεσμες θεραπείες (έως 4 εβδομάδες), με ενσωματωμένη προέκταση με clamp on-off, πτερύγια στήριξης-συρραφής, ατραυματικό κωνικό και στρογγυλοποιημένο άκρο, βαθμονομημένο ανά εκατοστό και ακτινοσκοπικό.
- Συρμάτινο οδηγό 0,018 inch με ευθύ μαλακό άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα τεχνικής thumbfeed.
- Ηχογενετική βελόνα παρακέντησης 21G μήκους: (4,5cm για καθετήρα 2Fr) – (4cm και 7cm για καθετήρα 3Fr δύο επιλογές ανάλογα με τον σωματότυπο) – (7cm για καθετήρα 4Fr)
- Αυτοκόλλητο αναγνώρισης ροών (ml/sec) και αντοχής πιέσεων (psi) του καθετήρα.
- Διαστολέα για καθετήρες 3Fr και 4Fr.
- Κάλυμμα τραπεζιδίου 50x50

Να προσφερθούν σε μεγέθη:

- 2Fr μήκους 4,6,8,10,15 ή 20cm με ροή 0,5-1,5ml/sec και αντοχή σε πιέσεις 150psi
- 3Fr μήκους 6,8,10,12,15 ή 20cm με ροή 1,0-1,5ml/sec και αντοχή σε πιέσεις 100psi
- 4Fr μήκους 8,10,12,15,20 ή 25cm με ροή 5ml/sec και αντοχή σε πιέσεις 300psi

Να είναι PVC-free σε όλα τα μέρη του Latex-free και DEHP free, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Συσκευή στερέωσης για καθετήρες Midline.

ΚΩΔ.192388

Συσκευή στερέωσης για καθετήρες Midline. Να εξασφαλίζει αποτελεσματική στερέωση του καθετήρα χωρίς χρήση ραμμάτων για την πρόληψη της τυχαίας αφαίρεσης ή της μετατόπισης του καθετήρα με επίπεδη εφαρμογή στο δέρμα του ασθενούς.

Να διαθέτει βάση από πολυουρεθάνη και πολυεστέρα με κόλα ακρυλική και βέλκρο πολυπροπυλενίου. Να είναι latex-free σε όλα τα μέρη του, DEHP-free, μίας χρήσης αποστειρωμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία (radio sterilized) και να διατίθεται σε συσκευασία peel-pack.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

**Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος)
τεσσάρων αυλών.**

ΚΩΔ.:181670

Να είναι από πολυουρεθάνη και μοριακά ενοποιημένα ιόντων αργύρου (τεχνολογία AgION), τα οποία εκπέμπει βραδέως, εξωτερικά και εσωτερικά για αποφυγή biofilm και στο εσωτερικό των αυλών, αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά. Να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες πλήρως σε μικρόβια και μύκητες >99,9%.

Να είναι 8,5Fr σε μήκη 16 και 20cm, με αυλούς 14,16,18 και 18G με ροές 93,49,18 και 13ml/min

στα 16cm και 63,47,14 και 11ml/min στα 20cm.
Να είναι ακτινοσκιερός, βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σέτ seldinger.
Το σώμα του καθετήρα να προστατεύεται από ειδικό περίβλημα φωτοπροστασίας στη συσκευασία. Ο προωθητής του συρμάτινου οδηγού-Nitinol να είναι τύπου thumbfeed.

Να είναι latex-free και DEHP-free, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ