

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αυτοκόλλητες ετικέτες αναισθησιολογικών φαρμάκων

ΚΩΔ 64853

Ιδιότητες αυτοκόλλητης ταμπέλας

- a. Πρέπει να είναι αυτοκόλλητη και να μπορεί να περάσει το ακόλουθο τεστ:
 - i. Να κολληθεί σε πλαστική σύριγγα για 12 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου
 - ii. Να βυθιστεί σε διάλυμα ισοπροπανολόλης 50% σε νερό για 5 λεπτά
 - iii. Απομάκρυνση της σύριγγας από το διάλυμα και στέγνωμα στον αέρα για 5 λεπτά
 - iv. Η ταμπέλα δεν πρέπει να μπορεί να κινηθεί ή να αποκολληθεί με το χέρι
- b. Οι ταμπέλες να είναι σε ταινία με σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους και εύκολη αποκόλληση
- c. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινό στυλό για την αναγραφή πάνω τους χωρίς να μουτζουρώνει ή να γίνεται αχνό
- d. Το κουτί της ταινίας να αναγράφει περιεχόμενο και να έχει τυπωμένο πάνω του δείγμα της ταμπέλας που περιέχει.
- e. Το κουτί της ταινίας να αναγράφει: « ISO 26825:2008 »

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΣΤΗΣ
RN, MSc Προϊστάμενος
Αναισθ/κού Τμήματος
ΠΑΓ Ν.Η