

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ

Διαλύματα διττανθρακικών κατάλληλα για συνεχή αιμοδιήθηση και αιμοδιαδιήθηση.

Οι σάκοι είναι non-PVC, πολυολεφίνη, δύο διαμερισμάτων 5L (250 ml + 4750 ml) και χωρίζονται με μία στεγανωτική μεμβράνη. Στο διαμέρισμα Β (4750 ml) είναι προσαρμοσμένη μία θυρίδα χορήγησης για προσθήκη άλλων φαρμάκων μετά την ανασύσταση του διαλύματος, καθώς και βιδωτός σύνδεσμος με βαλβίδες αντεπιστροφής που εμποδίζει την αντίστροφη ροή (luer-lock).

Οι σάκοι είναι αποστειρωμένοι με ατμό, ελεύθεροι πυρετογόνων, στείροι, ατομικά συσκευασμένοι, η περιεκτικότητά τους σε αλουμίνιο δεν υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια και είναι συμβατοί με τα συνδετικά συστήματα του μηχανήματος συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης, που διαθέτουν οι Μονάδες (ΜΕΘ, ΜΕΠΚ) του Νοσοκομείου σας.

Κάθε συσκευασία περιέχει 2 σάκους.

Το ανασυσταθέν διάλυμα μετά την ανάμειξη είναι άχρωμο, άοσμο και δεν κροκιδώνεται ή καθιζάνει.

Η μεγαλύτερη διάρκεια στη λήξη των διαλυμάτων θα εκτιμηθεί θετικά.


Τα διαλύματα υποκατάστασης κυκλοφορούν σε τρεις τύπους:

Διάλυμα διττανθρακικών χωρίς Κάλιο

Na+	Ca2+	Mg2+	K+	Cl-	Lactate	HCO3-
140 mmol/l	1,75 mmol/l	0,5 mmol/l	0 mmol/l	109,5 mmol/l	3 mmol/l	32 mmol/l

Θεωρητική ωσμωτικότητα 287 mOsm/l. ΡΗ περίπου 7-8,5.

Το παραπάνω διάλυμα δεν περιέχει άνυδρη γλυκόζη.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΘ -
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΑΔΙΕΥΚΕΛΟ 01105