

**ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ SOLUSCOPE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 53364**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: SL-D5**

Συμπληρωμένο διάλυμα γλουταραλδευδης σε δοχείο πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με τα τρία εγκατεστημένα πλυντήρια Soluscope SERIE 3 του ενδοσκοπικού εργαστηρίου.

**Η σύνθεση του να περιέχει:**

- Γλουταραλδευδη σε ποσοστό  $24\% \pm 0.5$
- Μη ιονική αιθοξυλική αλκοόλη
- Φωσφορικά στοιχεία διατήρησης pH διαλύματος σε απιονισμένο νερό

**Και να διαθέτει απαραίτητως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:**

1. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία  $45^{\circ}\text{C}$  με συγκέντρωση  $0.25\%$  σε 5 min.
2. Να λειτουργεί σε πυκνότητα  $1.098 \pm 0.010$  σε  $20^{\circ}\text{C}$  θερμοκρασία
3. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας  $3.75 \pm 0.25$ .
4. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης  $1.385 \pm 0.015$
5. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για το ως άνω υγρό απαράβατος όρος.

Να κατατεθούν απαραίτητα μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για την συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υγρών με το συγκεκριμένο πλυντήριο. Επίσης να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά κυκλοφορίας, CE MARK, κλπ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΑΚΗΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΜ ΒΘ 217 - ΑΡΙΘ. 300/5903010