

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ VAC

Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml με αποσπώμενο σάκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής.

κωδ. νσκ 226876

Σετ σπογγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών.

Διαστάσεις σπόγγου

S= 10 x 7,5 x 3 cm (+/- 2 cm σε όλες τις επιφάνειες) κωδ. νσκ 226877

M= 20 x 12,5 x 3 cm (+/- 2 cm σε όλες τις επιφάνειες) κωδ. νσκ 226878

L= 25 x 17,5 x 3 cm (+/- 2 cm σε όλες τις επιφάνειες) κωδ. νσκ 226882

Σετ σπογγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας

εμποτισμένο με άργυρο (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης), υδροκολλοειδές και βαζελίνη.

Διαστάσεις σπόγγου

M= 20 x 12,5 x 3 cm (+/- 2 cm σε όλες τις επιφάνειες) κωδ νσκ 212606

Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των ανωτέρω συμβατών αναλώσιμων σετ.

Επίσης η αντλία να είναι φορητή και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- συνεχή, μεταβαλλόμενη, διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης
- προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-200mmHg
- προσαρμογή μεταβαλλόμενης λειτουργίας σε διάστημα 0,5-10 min
- δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών
- ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού
- ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού
- δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών)
- οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΙΣΤΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ