

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ

- Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής.
- Να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο του προϊόντος ότι ο προμηθευτής αποτελεί εξουσιοδοτημένο διανομέα στην Ελλάδα.
- Να είναι κλειστό σέτ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο (χωρίς υδατοπαγίδες) κύκλωμα αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια.
- Να υποστηρίζει ρυθμό ροής από 0,3 έως 4 L/min.
- Να θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση, για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από την συγκέντρωση υγρών.
- Το εκπνευστικό σκέλος να είναι κατασκευασμένο από ειδικό διαπερατό υλικό με μικροκυψελίδες για να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας τον ασθενή και τον αναπνευστήρα.
- Να διαθέτει περιστρεφόμενο συνδετικό Y για καλύτερη στήριξη του κυκλώματος και επιπλέον το σωληνάκι μέτρησης πίεσης να μην είναι ενσωματωμένο στο συνδετικό Y.
- Να περιλαμβάνονται στη συσκευασία προσαρμογείς για μετατροπή του κυκλώματος σε ncrap και συνδετικό με luer lock για παροχή nitric oxide.
- Να διαθέτει υποδοχή για αναρρόφηση χωρίς να αποσυνδέεται από τον αναπνευστήρα .
- Να είναι μιας χρήσεως ανά ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης (7) ημέρες ανά ασθενή και να αποδεικνύεται εγγράφως .

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΠΑΙΔΩΝ- ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ

- Είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Είναι κλειστό σερ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο (χωρίς υδατοπαγίδες) κύκλωμα αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια.
- Θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση, για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από την συγκέντρωση υγρών.
- Το εκπνευστικό σκέλος είναι κατασκευασμένο από ειδικό διαπερατό υλικό με μικροκυψελίδες για να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας τον ασθενή και τον αναπνευστήρα.
- Έχει ενσωματωμένη υποδοχή στο συνδετικό Υ για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε αέρια μορφή (MDI) χωρίς την αποσύνδεση του κυκλώματος.
- Διαθέτει στη συσκευασία αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο για συστήματα ύγρανσης για την προστασία του αναπνευστήρα.
- Είναι μιας χρήσεως ανά ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης (14) ημέρες ανά ασθενή και αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο .

ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ Ε.Γ.Ν.Η.
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔ. ΤΣΑΥ 102546 / ΑΜΚΑ 04057502641

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ~~XXXXXX~~

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ

Να είναι κλειστό σέτ που περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής, για υψηλή ροή, με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας χωρίς εξωτερικά καλώδια, έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δυο φλοτέρ για την μέγιστη ασφάλεια

Να εφαρμόζει στη συσκευή ~~XXXXXX~~ του κατασκευαστικού οίκου Fisher&Paykel.

Να είναι μιας χρήσης ανά ασθενή, με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Η Διευθύντρια

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΔ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑ.Σ.Ν.Η.
ΕΠΙΚΟΝΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2821067 ΑΡΧΑ 04257532145

Η Προϊστάμενη

