

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΚΩΔ. 67277**

Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων μέσω αντλίας. Η συσκευή να είναι απαλλαγμένη από φθαλικά και latex και να διαθέτει ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο κλίπ προστασίας από την ελεύθερη ροή. Να φέρει διατηρητικό ρύγχος με αεραγωγό και φίλτρο κατακράτησης αέρα και δυσδιάλυτων ουσιών 4μm στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου (από υλικό που αποτρέπει την εισροή αέρα στο σετ, μετά το τέλος του υγρού). Να καταλήγει σε σύνδεσμο Luer lock περιστρεφόμενο. Η συσκευή στο άκρο της να φέρει υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις. Να έχει συνολικό μήκος συσκευής περίπου 265cm, όγκο πλήρωσης περίπου 25ml να είναι πλήρως αποστειρωμένη και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες.

Η εταιρεία να προσφέρει ως συνοδό εξοπλισμό αντλίες, πύργους και καλώδια διασύνδεσης με τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς μέσω του συστήματος αχον.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ


ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ