

Μάσκες για μη επεμβατικό αερισμό νεογνών μέσω αναπνευστήρα **Stephan**

- Να εφαρμόζουν με ρινικό σωλήνα 10mm και 12mm και σκουφάκι με μαγνήτη.
- Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένες.
- Να είναι από σιλικόνη.
- Να είναι διαθέσιμες σε μεγέθη: X-Small, S, M, L, XL.
- Να είναι συμβατό με όλα τα άλλα απαραίτητα αξεσουάρ για τον μη επεμβατικό αερισμό (κύκλωμα, νεογνικά σκουφάκια, ρινικά prongs, νεογνικές μάσκες, ειδική βαλβίδα αερισμού (applicator), ειδικό ρινικό διπλό σωλήνα).
- Να κατατεθεί έγγραφο συμβατότητας του προσφερόμενου είδους από τον κατασκευαστή του αναπνευστήρα.
- Δείγμα απαραίτητο

Κωδ: 223689 S

223690 M

223691 L

233763 XL