

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ELLMAN RF Surgi-MAX 1.7 MHz ΚΑΙ 4.0 MHz ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Α11.490

ΚΩΔΙΚΟΣ Ν/ΜΕΙΟΥ 180719

(Τιμές χωρίς ΦΠΑ)

1. Πακέτο μόνιμης υποβλεννογόνιας συρρίκνωσης ρινικών κογχών υψηλής συχνότητας 4.0 MHz μονοπολικά & 1.7 MHz διπολικά, ισχύς εξόδου 40Watt (διπολική)/170 Watt, 90 Watt, 60 Watt (μονοπολική)
2. Διπολική αντικολλητική λαβίδα μιας χρήσης bayonet, μήκους 200 mm, standard tip 2.0 x 8.00 mm, μήκους εργασίας 85 mm, κατάλληλη για ραδιοσυχνότητες, αλλά και ηλεκτροχειρουργική, με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρός άργυρος), ώστε να την καθιστά πλήρως αντικολλητική, , ισχύς εξόδου 40Watt (διπολική)/170 Watt, 90 Watt, 60 Watt (μονοπολική)
3. Κεραία μεταφοράς ραδιοκύματος μιας χρήσης, μεγάλη, μεθόδου ραδιοχειρουργικής, διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz, , ισχύς εξόδου 40Watt (διπολική)/170 Watt, 90 Watt, 60 Watt (μονοπολική)
4. Χειρολαβή τριών (3) πηκτρών (τομή, τομή-αιμόσταση, αιμοσταση) μιας χρήσης, με υποδοχή για ηλεκτρόδια, με "shaft" 1/16" και 3/32", μεθόδου ραδιοχειρουργικής, διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz, , ισχύς εξόδου 40Watt (διπολική)/170 Watt, 90 Watt, 60 Watt (μονοπολική)
5. Ηλεκτρόδιο-ακίδα μιας χρήσης για διατομή δέρματος, μεταβλητού μήκους με "shaft" 1/16", μεθόδου ραδιοχειρουργικής, διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz, ισχύς εξόδου 40Watt (διπολική)/170 Watt, 90 Watt, 60 Watt (μονοπολική)
6. Μονοπολικό ηλεκτρόδιο-σπάτουλα μιας χρήσης, με μήκος σπάτουλας 1.27 cm και πλάτος 2 mm, ευθύ, μεθόδου ραδιοχειρουργικής, διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz, , ισχύς εξόδου 40Watt (διπολική)/170 Watt, 90 Watt, 60 Watt (μονοπολική)
7. Ηλεκτρόδιο-βελόνα μικροτομών μιας χρήσης, κυρτό 45°, κωνικού σχήματος, μήκους 4 mm, με υπερ-λεπτό άκρο, μεθόδου ραδιοχειρουργικής, διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz, , ισχύς εξόδου 40Watt (διπολική)/170 Watt, 90

A17 490

8. Καλώδιο διπολικής λαβίδας μιας χρήσης, μεθόδου ραδιοχειρουργικής, διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz

Αποστειρωμένο καλώδιο διπολικής λαβίδας μιας χρήσης, μήκους τριών (3) μέτρων, συμβατό αποκλειστικά με το διπολικό σύστημα των γεννητριών ραδιοχειρουργικής Surgitron & Surgi-Max διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz που προσαρμόζεται σε διπολική λαβίδα. Μεταφέρει διπολική ενέργεια σταθερής συχνότητας 1.7 MHz.

Καλώδιο διπολικής λαβίδας μιας χρήσης, μεθόδου ραδιοχειρουργικής, διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz, , ισχύς εξόδου 40Watt (διπολική)/170 Watt, 90 Watt, 60 Watt (μονοπολική)


ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Θ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΜ525437 - ΑΜ ΤΣΑΥ: 77266



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7^η ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Π.Δ.Γ.Ν.Η.

ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΛΕ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛ.
ΟΠΣ	14/9/26		

412.490

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του τμήματος

180719 ANAPOSIMA ZYKONIS REEFMAN SURGI MAX LINE 11 LINE TAU 0009/160' ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
209432	Χειροσάβη ζωνόπληκτων Μ.Χ. 20/10/15 και αλληλοσυνδεσιμότητας 30/10/15	30
209438	Κεφαία Ροοτάν Μ.Χ. 1/10/15 και αλληλοσυνδεσιμότητας 40/10/15	30
209442	Αντίο Ηλεκτροδίο-βελόνα μικροτομής Μ.Χ. 1/10/15 και αλληλοσυνδεσιμότητας 40/10/15	30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

8110

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ :	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΠΟΘΕΜΑ
6 μήνες	5/μήνα.	0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ :

ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

ΠΑΓΙΟ

NEO YAIKO

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

NAI

OXI

NAI

'OXI

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο ΑΙΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

1

1

2

2

2

11

4

4

5

2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ