

Ενδοτραχειακός σωλήνας HI LO Murphy με cuff NO7.0,7.5,8.0

ΚΩΔ 53702,53703,53704 53705

Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη-τοξικό (latex free), ειδικής επεξεργασίας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα, με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.

2. Με ακτινοσκοπική γραμμή.

3. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και η διάμετρος έκπτυξης του CUFF για ευκρινή έλεγχο.

4. Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37 ο βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.

5. Το CUFF να είναι Hi-Low, να εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.

6. Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.

7. Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.

8. Όταν ξεφουσκώνει, το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και την επείγουσα αποσωλήνωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.

9. Να φέρει ειδική σήμανση βάθους, όχι μεγαλύτερη από 2 mm και σε απόσταση 3 cm από το CUFF, διευκολύνοντας την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας.

10. Το CUFF να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.

Διευθυντής Γ. Καρραμπέτσος
Νέο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Α.Μ. 2728 / ΑΜΚΑ: 15066700251
ΤΗΛ. 2610 692385 - 6944 905533

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Κωδ. 50655, 50656, 50657.

ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ, ΟΜΙΛΙΑΣ (fenestrated)

Το σετ τραχειοστομίας πρέπει να περιέχει:

1.Τραχειοστομο.

- Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας με δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου PVC.
- Ο σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.
- Ο σωλήνας να έχει κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία.
- Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm.
- Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου, για τον περιορισμό του τραυματισμού της τραχείας.
- Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά.
- Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυξης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.
- Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger.
- Να έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated)

2.Να έχει δυο κάνουλες αλλαγής ,η μια να είναι διαφορετικό χρώμα

3.Να έχει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού.

4.Μονοδρομη βαλβίδα ομιλίας.

5.Υποαλλεργική φακαρόλα μακράς διάρκειας.

Οι άνω προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus


Γενικός Γραμματέας
Εντατικής Θεραπείας Ν.Η.
Διεύθυνση Ε.Θ.Π.Ε. Ν.Η.
Α.Μ. 82225 - ΑΜΕΑ: 15069700251
ΤΗΛ. 2810 392385 - 6944 905533

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ambu) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1. Ο ασκός ανάνηψης να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής από σιλικόνη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων. Να συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή Νο 4 και Νο 5.
2. Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml.. Να διαθέτει βαλβίδα εισροής αέρα και οπή οξυγόνου με αντίστοιχη είσοδο
3. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 70cm H₂O, χωρίς απώλειες του παρεχόμενου όγκου αέρα όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με το ένα χέρι. Να έχει τη δυνατότητα απευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP.
4. Ο ασκός ανάνηψης στο σύνολό του να κλιβανίζεται (συμπεριλαμβανομένου της δεξαμενής O₂ και της μάσκας). Να αναφερθεί η θερμοκρασία ασφαλούς κλιβανισμού
5. Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα χέρι.
6. Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση βλάβης για την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της συσκευής. Να κατατεθεί πλήρως αναλυτική λίστα ανταλλακτικών.
7. Να φέρει σήμανση CE
8. Να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της συσκευής για 3 έτη.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Πα. Γ.Ν.Η.
15066700151
6934 909533