

- 1.Βελονάκια μιας χρήσεως με διάμετρο 4mm, 5mm & 6mm να είναι συμβατές με όλες τις πένες χορήγησης ινσουλίνης.
- 2.Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε ενήλικες, παρέχοντας μέγιστη άνεση και αξιοπιστία.
- 3.Η βελόνα αν έχει λοξότμηση κάνοντας την ένεση πιο ανώδυνη και να είναι κατασκευασμένη με ειδικής χειρουργικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.
- 4.Με επίστρωση σιλικόνης για λιγότερες τριβές ώστε να μην υπάρχει πόνος, με λεπτά τοιχώματα για εύκολη ροή της ινσουλίνης.
- 5.Να είναι σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, με δείκτη αποστείρωσης και σήμανση CE.
- 6.Να είναι μη τοξικές και χωρίς λάτεξ και η συσκευασία να περιέχει 100 τουλάχιστον τεμάχια

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΥΛΟ BARCODE

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some text that is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan, but it appears to be an official seal or logo.