

K20 52767

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΑΒΙΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ YASARGIL, ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΑΥΟΝΕΤ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 8", 9" ΚΑΙ ΑΚΡΟ 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΛΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

K20 198676

- ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ 5m ΜΗΚΟΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ 4mm ΤΥΠΟΥ "ΜΠΑΝΑΝΑ"
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ "USA 2-Pin"

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ -ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4 MHz ΚΑΙ 0,6 MHz ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTOSTOP-AUTOSTART ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ.
- Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΝΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
- ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (INTERVAL) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (RF TIME), ΑΠΟ 10mSEC ΕΩΣ 30 SEC.

ΔΡΑΣΤΗΣ Α. ΚΑΡΑΧΑΝΤΣΟΣ
 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Γ. Π.Γ.Ν.Π.
 ΑΝΚ. 1304470627 - Ν.Μ. ΤΣΑΥ. 02128
 ΤΗΛ. 2010 592385 - 8944 909533