

ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕΣΩ NC3

- Να είναι κατάλληλη για χρήση με το κύκλωμα του Medin NC3 για οξυγονοθεραπεία μέσω υψηλής ροής (High Flow). Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.
- Να εφαρμόζει εξασφαλίζοντας την άνεση του νεογνού. Να είναι μαλακή και εύκαμπτη για την αποφυγή των τραυματισμών.
- Να κρατάει τον θόρυβο σε χαμηλό επίπεδο.
- Να διατηρεί σταθερή πίεση συστήματος.
- Να διαθέτει σύστημα στήριξης, απαλό στην εφαρμογή του στην επιδερμίδα.
- Τα prong να έχουν ανατομικό σχήμα και το μίγμα αέρα να διοχετεύεται ξεχωριστά σε αυτά για καλύτερη διατήρηση της πίεσης κατά την διάρκεια της θεραπείας.
- Να διατίθεται σε 4 μεγέθη (πρόωρα, νεογνά, βρέφη και παιδιά).
- Δείγμα απαραίτητο.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ –ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΩΔ 52967

Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ασθενούς παιδιατρικό-νεογνικό κατάλληλο για αναισθησία, υψηλής ποιότητας, λείας εσωτερικής επιφάνειας και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού, κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC.

Το κύκλωμα να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη:

- Δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.50 μ.
- Ένα σωλήνα μόνιμου μήκους 1.10 μ για την σύνδεση του ασκού
- Ασκό 0.5 L, χωρίς latex, συνδεδεμένο στο σωλήνα του αναισθησιολόγου
- Άκρες ασφαλείας κατασκευασμένες κατά ISO (15mm)
- Συνδετικό Y και συνδετικό γωνιώδες

Επιπλέον να είναι:

- Κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία.
- Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1 mbar στα 30 L/min
- Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance), μικρότερης των 1 ml/mbar στα 60 mbar
- Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar
- Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC

-Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλώσιμα Ρινικού Νεογνικού CPAP MEDIN NC3

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΟ CPAP ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MEDIN NC3 *κωδ. 346 205*

Το σετ να περιλαμβάνει

- Θερμαινόμενο κύκλωμα
- αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο υγρανσης
- Ειδικό βοήθημα προσδιορισμού του σωστού μεγέθους prong, μάσκας και σκουφίου ανάλογα με το νεογνό

Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος

Δείγμα απαραίτητο

ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ MEDIJET ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MEDIN NC3

Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη

Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος

Δείγμα απαραίτητο

κωδ. 346 206

PRONGS (ΡΙΝΙΚΟ ΜΥΤΑΚΙ), ΣΥΜΒΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MEDIN NC3

- Να δύναται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την βαλβίδα Medijet και με το θερμαινόμενο κύκλωμα για το MEDIN NC3
- Να είναι μιας χρήσης
- Να είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη
- Να είναι αρκετά μαλακά για την αποφυγή τραυματισμών στο νεογνό.
- Να διατίθενται σε 5 μεγέθη (x-small, small, medium, large, x-large)
- Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος
- Δείγμα απαραίτητο

*κωδ. 335 848
335 849
335 850*

ΜΑΣΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MEDIN NC3 *2 800 **

- Να δύναται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την βαλβίδα Medijet και με το θερμαινόμενο κύκλωμα για το MEDIN NC3
- Να είναι μιας χρήσης
- Να είναι κατασκευασμένες από σιλικόνη
- Να είναι αρκετά μαλακές για την αποφυγή τραυματισμών στο νεογνό.
- Να διατίθενται σε 4 μεγέθη (small, medium, large, x-large)
- Να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστή του μηχανήματος